

- Al retirar cada una de las prendas del EPP, asegúrese de enrollarla teniendo contacto solo con la parte interna de estas, inmediatamente deberán ser depositadas en las canecas o recipiente dispuesto para el lavado y desinfección.
- Realice lavado de manos según lo definido por el protocolo de lavado y desinfección de manos .
- La ropa del equipo de salud que atiende a pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 deberá ser exclusiva para el uso durante el turno y evitar usarse fuera del ámbito hospitalario.
- El personal de lavado y desinfección de la institución realizara la limpieza y desinfección del material de trabajo todos los días al finalizar el turno del personal asistencial de la siguiente manera:
 - ⇒ Realizar la recolección de las canecas dispuestas para la recolección de los trajes de bioseguridad antifluído. No revolver con otras elementos contaminados (este personal debe utilizar todos los EPP

- ⇒ Llevar los EPP , al sitio dispuesto para su lavado y desinfección.
- ⇒ Limpiar con agua y detergente en polvo suficiente para que haga espuma.
- ⇒ Después de la limpieza, se debe aplicar sobre los trajes de bioseguridad antifluidos un desinfectante que contenga hipoclorito de sodio a una concentración mínima de 0,25 % (2.500 ppm) o una solución de etanol al 70%, durante al menos 10 minutos.
- ⇒ Finalmente, la ropa debe enjuagarse con agua limpia y dejar que se seque por completo.
- ⇒ Doblar y disponer para el uso del personal asistencial.

**NADA ES TAN IMPORTANTE,
NI TAN URGENTE,
QUE NO PUEDA SER HECHO CON
SEGURIDAD.**

**TÚ FAMILIA, TÚ SALUD, NUESTRA MAYOR
PRIORIDAD!!!!**

“ESTAMOS PARA SERVIRLE”



LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COVID-19.



**AREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.**

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EPP COVID-19

- ⇒ **Limpieza**, remoción de toda materia extraña, eliminación de gérmenes, suciedad e impurezas, realizada con agua y jabón.
- ⇒ **Desinfección**, proceso que elimina todos los microorganismos mediante el uso de desinfectantes, *luego* de la limpieza.



- CARETAS
- GAFAS

PROCEDIMIENTO DE LAVADO Y DESINFECCION EPP.

1. Realizar remoción de partículas, suciedad o impurezas con agua y jabón líquido. (Utilizar guantes de látex).
2. Aplicar el desinfectante (alcohol al 70%, peróxido de hidrogeno), o si la disponibilidad lo permite amonio cuaternario de quinta generación, utilizando una toalla de papel y limpiando de la siguiente manera:

GAFAS

- ♦ Tome las gafas; primero limpie la cara interna (la que estuvo en contacto con su cara).
- ♦ Realice limpieza de la cara externa, del centro a la periferia.

CARETAS

Tome la careta por la parte interna incluido el sujetador, realice aspersión con el desinfectante (alcohol al 70%, peróxido de hidrogeno,) o si la disponibilidad lo permite amonio cuaternario de quinta generación, dirija las mismas en dirección hacia debajo de su cintura para evitar salpicaduras.

TUS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SON LIMPIOS Y SEGUROS.

TRAJE DE BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDO.

